

培养基方瓶

培养基方瓶采用高透明度PETG材质制成,适用于储存和运输液体培养基、缓冲液和血清等。


材质:瓶身聚对苯二甲酸乙二酯共聚物(PETG),瓶盖高密度聚乙烯(HDPE),均符合USP CLASS VI要求

规格:30mL 60mL 125mL 250mL 500mL 1000mL



产品特点

- ◆ 采用符合USP Class VI标准原材料,在10万级洁净车间生产
- ◆ 方形设计,易于拿取、节省空间
- ◆ 瓶身透明度高,刻度线清晰、准确
- ◆ 耐化学性能好,有效阻隔CO₂和O₂,维持PH稳定
- ◆ 瓶壁厚实,耐用,防摔、防刺穿,承压性强、不易变形
- ◆ 特殊双层防漏设计,密封性好
- ◆ 瓶底带洁特LOGO标记,圆角设计,便于清洗、底座稳定
- ◆ 使用温度:-80°C-+60°C
- ◆ 辐照灭菌, SAL 10⁻⁶
- ◆ 无DNase/RNase,无热原、无内毒素、无细胞毒性



订购信息

| 目录号 | 容量 (mL) | 特性 | 灭菌 | 瓶颈内径 (mm) | 外径 (mm) | 带盖高度 (mm) | 个每托盘/箱 |
|-----------|---------|----|----|-----------|---------|-----------|--------|
| SSB010030 | 30 | 带盖 | 是 | 13.8 | 38.2方形 | 62.5 | 24/96 |
| SSB010060 | 60 | 带盖 | 是 | 18 | 40.4方形 | 82.5 | 24/96 |
| SSB010125 | 125 | 带盖 | 是 | 28.6 | 53方形 | 106.5 | 24/96 |
| SSB010250 | 250 | 带盖 | 是 | 28.6 | 59方形 | 144 | 24/96 |
| SSB130500 | 500 | 带盖 | 是 | 28.6 | 74方形 | 178.5 | 24/48 |
| SSB010000 | 1000 | 带盖 | 是 | 28.6 | 92方形 | 217 | 24/24 |

包装:塑料托盘,多层包装

