

一次性离心管

15ml和50ml一次性离心管由符合符合USP CLASS VI标准的PP材质制成,可用于细胞生物学、免疫学、微生物学和分子生物学等各种实验室的离心操作,包括细胞培养,样品制备以及样品储存等。

规格:15ml 50ml

盖类型:平盖 密封盖

底类型:圆锥形 自立式

包装:架装 散装

材质:管体聚丙烯(PP) 管盖高密度聚乙烯(HDPE)
均符合USP CLASS VI要求



产品特点

- ✦ 管体内外表光滑、均匀,化学性能稳定
- ✦ 管体表面黑色刻度清晰,方便观察,准确度±2%
- ✦ 大面积白色书写区域设计,方便标识、记录,耐受酒精擦拭
- ✦ 最大的RCF:12,000xg(圆锥形底管), RCF:6,000xg(可立式底管)
- ✦ 可承受温度范围:-80°C~121°C
- ✦ 100%经过严格的泄漏测试
- ✦ 尺寸精准,适配多种离心机转子、混匀仪及摇床等
- ✦ 辐照灭菌, SAL 10⁻⁶
- ✦ 无DNase/RNase,无热原

订购信息

平盖

目录号	容量 (ml)	管形	灭菌	DNase /RNase	最大离心力 (xg)	包装	支/袋
CFT000150	15	圆锥底	否	无	12000	散装	500
CFT010150	15	圆锥底	否	无	12000	袋装	50/500
CFT011150	15	圆锥底	是	无	12000	袋装	25/500
CFT021150	15	圆锥底	是	无	12000	纸架	25/500
CFT031150	15	圆锥底	是	无	12000	塑料架	25/300
CFT000500	50	圆锥底	否	无	12000	散装	500
CFT010500	50	圆锥底	否	无	12000	袋装	50/500
CFT011500	50	圆锥底	是	无	12000	袋装	25/500
CFT021500	50	圆锥底	是	无	12000	纸架	25/500
CFT100500	50	可立底	否	无	6000	散装	500
CFT111500	50	可立底	是	无	6000	袋装	25/500
CFT110500	50	可立底	否	无	6000	袋装	25/500
CFT112500	50	可立底	是	无	6000	袋装	25/500
CFT031500	50	圆锥底	是	无	12000	塑料架	25/300

密封盖

目录号	容量 (ml)	管形	灭菌	DNase /RNase	最大离心力 (xg)	包装	支/袋
CFT550150	15	圆锥底	否	无	12000	散装	500
CFT510150	15	圆锥底	否	无	12000	袋装	50/500
CFT511150	15	圆锥底	是	无	12000	袋装	25/500
CFT521150	15	圆锥底	是	无	12000	纸架	25/500
CFT621150	15	圆锥底	是	无	12000	塑料架	25/300
CFT500500	50	圆锥底	否	无	12000	散装	500
CFT510500	50	圆锥底	否	无	12000	袋装	50/500
CFT511500	50	圆锥底	是	无	12000	袋装	25/500
CFT521500	50	圆锥底	是	无	12000	纸架	25/500
CFT621500	50	圆锥底	是	无	12000	塑料架	25/300
CFT660500	50	可立底	否	无	6000	散装	500
CFT610500	50	可立底	否	无	6000	袋装	25/500
CFT611500	50	可立底	是	无	6000	纸架	25/500
CFT612500	50	可立底	是	无	6000	袋装	25/500

请注意: 1. 离心管冻存时(-20°C—80°C)禁止用泡沫架冻存
2. 高温高压时需拧松盖子

